

Pflegetipps für CPAP-Zubehör

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Atemtherapiegerätes die Gebrauchsanweisung sowie die Beipackzettel der Zubehörteile sorgfältig durch. Für einen ersten Überblick geben wir Ihnen nachfolgend ein paar generelle Pflegehinweise, die für alle Zubehörteile (Maske, Ausatemventil, Schlauch usw.) gelten:



Maske

- Wir empfehlen eine tägliche Reinigung mit lauwarmem Wasser, unter Zusatz eines milden Spülmittels, damit sich Hautfette und Schweiß, die sich über Nacht insbesondere am Maskenwulst festgesetzt haben, besser lösen lassen. Ein Nachspülen mit klarem Wasser und Abtrocknen ist in jedem Fall erforderlich.
- Eine wöchentliche Reinigung kann ausreichend sein, wenn zumindest der Maskenwulst täglich gereinigt wird und der Maskenkörper nicht verschmutzt ist.

Ausatemventil (sofern nicht in der Maske integriert)

- Mindestens 1 x wöchentlich wie die Maske reinigen.

Atemschlauchsystem

- Vor der Reinigung beide Enden des Druckmeßschlauches (sofern vorhanden) mit den mitgelieferten Verschlussstopfen verschließen. In den Druckmeßschlauch darf keine Flüssigkeit eindringen.
- Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung mit lauwarmem Wasser, unter Zusatz eines milden Spülmittels. Der Schlauch kann z. B. in einer Schüssel eingeweicht werden oder die Reinigungslösung wird in den Schlauch gegossen und der Schlauch dann hin und her geschwenkt. Ein Nachspülen mit klarem Wasser ist in jedem Fall erforderlich.
- Zum Trocknen kann der Schlauch z. B. im Badezimmer aufgehängt werden.
- Nach dem Trocknen Verschlussstopfen wieder entfernen.
 - Unser Tipp zum schnellen Trocknen: Den Schlauch wie gewohnt an das Gerät anschließen und dieses bei ausgeschalteter Automatik in Betrieb setzen. Nach ca. 30 Minuten abschalten. (Funktioniert nicht bei jedem Gerät)

Für eine gründlichere Reinigung kann die Maske, Ausatemventil und Schlauch z. B. 1 x wöchentlich mit dem Spezialreiniger „Wilasil“ (erhältlich bei Ihrem Fachhändler) gereinigt oder zur Desinfektion in einer lauwarmen Lösung aus Essigwasser (1 Teil Essig, 2 Teile Wasser) für ca. 1 Stunde eingeweicht werden. Weitere Maßnahmen sind im häuslichen Bereich in der Regel nicht angezeigt.

Insbesondere empfiehlt sich diese Verfahrensweise bei Infektanfälligkeit oder nach einem Infekt.

- Keine alkoholischen Desinfektionsmittel verwenden.
- Kein heißes Wasser (über 65 ° C) verwenden.
- Maske, Ventil und Schlauch nicht in der Sonne trocknen lassen.

Kopfband

- 1 x wöchentlich in lauwarmem Wasser mit Feinwaschmittel in der Handwäsche waschen.

Filter

- Schaumstoff-Filter unter fließend klarem Wasser kräftig ausdrücken. Reinigung je nach Verschmutzung. Wir empfehlen eine wöchentliche Reinigung. Nur vollständig getrocknete Filter in das Gerät einsetzen.
- Weiße Feinfilter nicht auswaschen. Austausch je nach Verschmutzung alle 2 – 4 Wochen, je nach Filterqualität.
- Filterkassetten nicht auswaschen. Austausch in der Regel 1 mal monatlich.

Die Pflege des Atemtherapiegerätes und des Zubehörs liegt in der Verantwortung des Anwenders. Zur Sicherung einer einwandfreien Funktion empfehlen wir eine jährliche Inspektion des gesamten Systems durch Ihren Fachhändler durchführen zu lassen.